

Produktdatablad

Produktnavn Medicina, adapter, duodenalssonde til ENFit, steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50010482



Specifikationer

Ref.nummer	LK01
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	8 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5060278508504
Regulativ	MDD (93/42)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	30 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
12.5 cm	17.5 cm	28.5 cm	0.447 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk