

# Produktdatablad

## Produktnavn Medicina, flaskeadapter, ENFit, steril, 20-21,5 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50010519



### Specifikationer

| Ref.nummer                | BA06L                             |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 50 pakke                          |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                   |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                       |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 36 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde  | Bredde  | Højde   | Vægt     |
|---------|---------|---------|----------|
| 12.2 cm | 17.3 cm | 28.5 cm | 0.252 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)