

Produktdatablad

Produktnavn Medicina, flaskeadapter, ENFit steril, 25,5-27 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50010520



Specifikationer

Ref.nummer	BA04L
Indhold/salgsenhed	50 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5060278508245
Regulativ	MDD (93/42)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
25 cm	18 cm	29 cm	0.29 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk