

Produktdatablad

Produktnavn GBUK, enteral syringer cap ENFit, steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50010537



Specifikationer

Ref.nummer	ECISO-10
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	24 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
9 cm	6.1 cm	12.5 cm	0.081 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk