

Produktdatablad

Produktnavn Vygon, PEG fikseringsplaster, steril, medium

Mediq varenr.: 50010588

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	3300MWA
Indhold/salgsenhed	100 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
9 cm	15.4 cm	18 cm	0.29 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk