

Produktdatablad

Produktnavn Vygon, PVC feeding tubes, 40 cm, gul, tip lukket, steril, ch 7

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50010591



Specifikationer

Ref.nummer	310.07
Indhold/salgsenhed	50 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	FRANCE
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
9.8 cm	8.7 cm	28.4 cm	0.371 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk