

Produktdatablad

Produktnavn GBUK, flaskeadapter 3, 17-20,5 mm

Mediq varenr.: 50010734

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	BAISO3
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	24 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	48 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	10.2 cm	21 cm	0.181 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk