

Produktdatablad

Produktnavn Flexicare, spirometrisæt til GE & Philips spirometer, 2 m

Mediq varenr.: 50011349

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	010-772
Indhold/salgsenhed	20 pakke
EAN nummer på salgsenhed	15055788710001
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
25 cm	16 cm	40 cm	1.843 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk