

# Produktdatablad

## Produktnavn Gibeck, Oxy-Vent adaptor med slange

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50011470



### Specifikationer

| Ref.nummer                | J45512                            |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 10 pakke                          |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                   |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland           | MALAYSIA                          |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt     |
|--------|--------|---------|----------|
| 19 cm  | 8 cm   | 31.9 cm | 0.582 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)