

# Produktdatablad

## Produktnavn Gibeck, Humid-Vent HEPA Filter, lige, m/CO2 port, st

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50011473



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 29001T                            |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 20 pakke                          |
| Colli                    | 4 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed |                                   |
| Regulativ                | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland          | MALAYSIA                          |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt     |
|--------|--------|-------|----------|
| 19 cm  | 16 cm  | 40 cm | 1.335 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)