

Produktdatablad

Produktnavn Gibeck, Iso-Gard filter, lille, lige, steril, med kapnogra

Mediq varenr.: 50011482

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	J19511
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
16 cm	19.5 cm	38.9 cm	1.033 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk