

Produktdatablad

Produktnavn Pennine Sugelange,
ch 30, med 2 røde tragte, 3 m,
steril, Ø 8 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50011539



Specifikationer

Ref.nummer	CT-4632/DK
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
17.4 cm	27.9 cm	32.2 cm	2.043 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk