

# Produktdatablad

Produktnavn Pennine Sugelange,  
ch 30, med 2 røde tragte/multifit,  
3,5 m, steril, Ø 8 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50011540



## Specifikationer

| Ref.nummer                | CT-4672E                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 10 pakke                                                        |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                                                 |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                                                     |
| Oprindelsesland           | UNITED KINGDOM                                                  |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                                                 |
| PVC Ja/Nej                | Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                                                      |
| Bemærkninger              |                                                                 |

## Forpakning

| Længde  | Bredde  | Højde   | Vægt     |
|---------|---------|---------|----------|
| 17.5 cm | 28.3 cm | 31.6 cm | 2.273 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)