

Produktdatablad

Produktnavn Konnektor, rød, iso konus 22 mm med kateteransats

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50011650



Specifikationer

Ref.nummer	81439-10P
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	SWEDEN
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2 cm	13.7 cm	22.5 cm	0.082 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk