

Produktdatablad

Produktnavn Pennine Guedel, tungeholder, hvid, 70 mm, steril, nr 2

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50011761



Specifikationer

Ref.nummer	GA-9311
Indhold/salgsenhed	100 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15.6 cm	30.5 cm	40.2 cm	1.487 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk