


Produktdatablad

Produktnavn Extrudan, Std.
sugesæt, 4øjne, ch 20, 220 mm,
tragt, st, 300 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50012722



Specifikationer

Ref.nummer	1102 3000 83
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	42 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	POLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
30 cm	40 cm	40 cm	5 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk