

Produktdatablad

Produktnavn Extrudan, trachealsug,
vakuum, metric, lige, 33cm, steril, ch
7

Mediq varenr.: 50012741

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	3500 0330 07
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	8 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	POLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk