

Produktdatablad

Produktnavn Extrudan, sugeslange u/tragt, ch 45, st, 300 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50012774



Specifikationer

Ref.nummer	1308 3000 15
Indhold/salgsenhed	20 pakke
Colli	28 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	POLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
28 cm	40 cm	40 cm	8.975 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk