

Produktdatablad

Produktnavn Extrudan,
insufflationssl, filter 30L/min L/
slange ch 25 st, 300 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50012803



Specifikationer

Ref.nummer	1721 3000 83
Indhold/salgsenhed	20 pakke
EAN nummer på salgsenhed	5907746642974
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	POLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
28.8 cm	40.8 cm	39.9 cm	3.668 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk