


Produktdatablad

Produktnavn Extrudan,
insufflationsslange, filter 50L/min L/
L ch25, st, 300 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50012845



Specifikationer

Ref.nummer	1725 3000 83
Indhold/salgsenhed	25 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	POLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
28.8 cm	39.8 cm	40.7 cm	4.653 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk