


Produktdatablad

Produktnavn EXTRUDAN Multi
Lumen, Std.sæt, distal åbn, VC,
ch22, 220mm, tragt,st, 300 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50012870



Specifikationer

Ref.nummer	1125 3000 80 ML
Indhold/salgsenhed	50 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	POLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk