


Produktdatablad

Produktnavn EXTRUDAN Multi
Lumen, Std. sugesæt, konisk spids,
ch12, 220mm, tragt, st, 350 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50012873



Specifikationer

Ref.nummer	1108 3500 80 ML
Indhold/salgsenhed	50 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	POLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
28 cm	40 cm	40 cm	7.5 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk