


Produktdatablad

Produktnavn EXTRUDAN Multi
Lumen, insufflationssl, filter 10L/
min, L/L, ch. 25, st., 350 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50012888



Specifikationer

Ref.nummer	1700 3000 80 ML
Indhold/salgsenhed	25 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	POLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk