

Produktdatablad

Produkt navn SECA, 401 strøm adapter til babyvægt 757

Mediq varenr.: 50013035

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	4010000009
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4012030020008
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10 cm	7 cm	15 cm	0.227 kg