

Produktdatablad

Produktnavn Codan infusionssæt, 15 my, m returfilter før 3-vejshane steril, 215cm

Mediq varenr.: 50013043

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	373196
Indhold/salgsenhed	80 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
24.8 cm	39.8 cm	42.5 cm	3.315 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk