


Produktdatablad

Produktnavn Codan, Mix Add set, Mono sæt m. 3-vejshane, L/L, 210 cm

Mediq varenr.: 50013048

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	251002
Indhold/salgsenhed	80 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
44 cm	26 cm	37.9 cm	4 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk