

Produktdatablad

Produktnavn Sangofix, transfusionssæt, spinlock/primestop

Mediq varenr.: 50013071

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	4034228
Indhold/salgsenhed	100 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
29.5 cm	18.5 cm	59 cm	3.577 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk