

# Produktdatablad

## Produktnavn BRAUN, Intrafix Safeset Infusionssæt m.3-vejshane, steril, 220 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50013075



### Specifikationer

| Ref.nummer                | 4063006                           |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 100 pakke                         |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                   |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                       |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt     |
|--------|--------|-------|----------|
| 29 cm  | 19 cm  | 59 cm | 4.236 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)