

Produktdatablad

Produktnavn Codan CLiP Ported,
Clip Ported-infusionskanyle, gul,
PUR, steril, 24G, 0,7 mm x 19 mm

Mediq varenr.: 50013121

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	VP241911
Indhold/salgsenhed	50 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	INDIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
11 cm	10 cm	17 cm	0.242 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk