

Produktdatablad

Produktnavn Codan CLiP Ported,
Clip Ported-infusionskanyle, blå,
PUR, steril, 22G, 0,8 mm x 25 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50013123



Specifikationer

Ref.nummer	VP222511
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	INDIA
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13.5 cm	9.5 cm	15 cm	0.281 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk