


Produktdatablad

Produktnavn Neria Soft 90,
infusionssæt, 27G x 9 mm kateter,
steril, 110 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50013221



Specifikationer

Ref.nummer	722110-5229
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MEXICO
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8.5 cm	11.1 cm	23.5 cm	0.224 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk