


Produktdatablad

Produktnavn MPI, rektoskopisugesæt, 250 cm, sug 50 cm, steril, ch 24

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50013452



Specifikationer

Ref.nummer	610024
Indhold/salgsenhed	25 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
19.2 cm	35.9 cm	57.2 cm	4.245 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk