

Produktdatablad

Produktnavn Pennine, sumpsug, maxi Yankauer, steril, ch 22

Mediq varenr.: 50013478

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	LY-3700
Indhold/salgsenhed	50 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
12 cm	15 cm	29.9 cm	1.181 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk