

Produktdatablad

Produktnavn Pennine, Sumpsug, maxi plus, yankauer, 3 m slange, st. ch 28

Mediq varenr.: 50013485

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	LYS-6830
Indhold/salgsenhed	5 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13 cm	29 cm	34 cm	1.25 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk