

Produktdatablad

Produktnavn Pennine, Derby Yankauer OP-sug, steril, ch 24

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50013487



Specifikationer

Ref.nummer	AEYS3014
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
18.7 cm	24.5 cm	28.5 cm	1.471 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk