

Produktdatablad

Produktnavn Medioplast, metalsug
m. transparent håndtag,
vacumkontrol, st., 3,0 mm x 150
mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50013530



Specifikationer

Ref.nummer	6066516130
Indhold/salgsenhed	25 pakke
Colli	15 Styk
EAN nummer på salgsenhed	7395502054402
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	JAPAN
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
18 cm	8 cm	27 cm	0.456 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk