

PRODUKTDATABLAD

Klemmeskrue til kateter/urinpose, grå nylon

Klemmeskrue benyttes, hvor man ønsker at kunne lukke af for gennembløb f.eks. når man skifter urinpose, kan kateterklemmen lukkes omkring ballonkatetret.



Indholdsstoffer/materiale:	Nylon
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
50013605	Klemmeskrue, tilbehør til kateter/urinpose, grå nylon	Æske á 200 stk.	745420