

Produktdatablad

Produktnavn Konnektor L/L, til drænage, /urinpose m/3 vejshane, 30 cm sl. steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50013643



Specifikationer

Ref.nummer	404343030
Indhold/salgsenhed	25 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
27 cm	25 cm	26 cm	0.78 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk