

Produktdatablad

Produktnavn Tip Top Tip, blodlancet til øreblodtagning, steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50013828



Specifikationer

Ref.nummer	1110102
Indhold/salgsenhed	200 pakke
Colli	50 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4049434004006
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3.7 cm	6.5 cm	10.8 cm	0.09 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk