

Produktdatablad

Produktnavn Klinion Vaginalspekel,
engangs, selvhold. m/drejbar lås
(blå), steril, small

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50013869



Specifikationer

Ref.nummer	3025575
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	200 Styk
EAN nummer på salgsenhed	8715343445563
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	ITALY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4 cm	15 cm	19 cm	0.032 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk