

Produktdatablad

Produktnavn Klinion Vaginalspekel,
engangs, selvhold. m/drejbar lås
(hvid), steril, x-small

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50013872



Specifikationer

Ref.nummer	720101PICCOLO
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	200 Styk
EAN nummer på salgsenhed	8715343445556
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	ITALY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.7 cm	14.6 cm	19.6 cm	0.029 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk