

Produktdatablad

Produktnavn NovoFine, Autocover penkanyle, steril, 8 mm x 0,30 mm (30G)

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014107



Specifikationer

Ref.nummer	955736
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	24 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
9 cm	10.8 cm	14.8 cm	0.295 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk