

# Produktdatablad

## Produktnavn Medoject, penkanyle, violet, steril, 5 mm x 0,23 mm (32G)

Mediq varenr.: 50014186

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer                | CHPN3205    |
|---------------------------|-------------|
| Indhold/salgsenhed        | 100 pakke   |
| Colli                     | 20 Styk     |
| EAN nummer på salgsenhed  |             |
| Regulativ                 | MDD (93/42) |
| Oprindelsesland           | SLOVAKIA    |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder  |
| Bemærkninger              |             |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt     |
|--------|--------|---------|----------|
| 7 cm   | 7 cm   | 12.5 cm | 0.125 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)