

Produktdatablad

Produktnavn Medoject, penkanyle,
lyseblå, steril, 8 mm x 0,25 mm
(31G)

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014189



Specifikationer

Ref.nummer	CHPN3108
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	SLOVAKIA
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	7 cm	13 cm	0.122 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk