

Produktdatablad

Produktnavn Vitrex, Automatic Safety, penkanyle, steril, 5 mm x 0,3 mm (30G)

Mediq varenr.: 50014191

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	VASPN3005
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	24 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CHINA
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10 cm	9 cm	16 cm	0.41 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk