

Produktdatablad

Produktnavn **Sterican kanyle, beige, steril, 19G x 1 1/2in, 1,1 mm x 40 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014301



Specifikationer

Ref.nummer	90183210
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
9 cm	8 cm	11 cm	0.137 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk