

Produktdatablad

Produktnavn Nipro Flomax, kanyle,
sort, steril, 22G x 1 1/2in, 0,7 mm x
40 mm

Mediq varenr.: 50014315

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	HN2238ET
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	NETHERLANDS
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
9.5 cm	9 cm	11.1 cm	0.141 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk