

Produktdatablad

Produktnavn Nipro Flomax, kanyle,
sort, steril, 22G x 2in, 0,7 mm x 50
mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014316



Specifikationer

Ref.nummer	HN2250ET
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	30 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	NETHERLANDS
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13 cm	11 cm	8.9 cm	0.226 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk