

Produktdatablad

Produktnavn Seirin, akupunkturnål,
str. 10 type B, sort, steril, 0,35 mm
x 50 mm

Mediq varenr.: 50014379

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	1132304
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.2 cm	4 cm	9.8 cm	0.04 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk