

# Produktdatablad

## Produktnavn USON, kanylebeholder, My Sharps lommebeholder til 25

Mediq varenr.: 50014399

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 100-1011                          |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 3 pakke                           |
| EAN nummer på salgsenhed | 5709253000656                     |
| Regulativ                | Ikke gældende                     |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde  | Vægt    |
|--------|--------|--------|---------|
| 7 cm   | 11 cm  | 9.9 cm | 0.07 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)